

Papel Kraft Calidad Grado Médico



Descripción del Producto

El papel grado médico kraft es un material de alta calidad, diseñado para cumplir con los estándares de seguridad y esterilización médica, fabricado con fibras resistentes a los procesos de esterilización y a su manipulación.

Alta resistencia mecánica: Ideal para soportar procesos de esterilización exigentes, como vapor, óxido de etileno (ETO).

Compatibilidad con equipos médicos: Apto para la realización de envoltorios, empaques y sistemas de embalaje utilizados en la protección de instrumentos quirúrgicos.

Características específicas

- Fabricado con celulosa pura.
- Porosidad controlada en 0,1 micras.
- No posee blanqueadores ópticos
- Su estructura resiste grandes presiones durante el proceso de esterilización
- Resistente a la atracción en humedad.
- Evita o reduce las roturas durante el proceso de esterilización.
- Representa una efectiva barrera contra los microorganismos.
- Es permeable al agente esterilizante.

Normas de calidad Internacionales:

IRAM 3108, IRAM 3110 -1, IRAM 3117, (British Standard) BS 6255, BS6256, ABNTNBR 14990-3, EN 868-2, EN 868-3 y EN 868-6.


Presentaciones

Bobinas

CÓDIGO	CM	M
BP-44	40	334
BP-60	60	100
BP-64	60	334
BP-80	80	100
BP-84	80	334
BP-100	100	334
BP-101	100	100

Resmas

CÓDIGO	CM	CM
RP-40	40	40
RP-60	60	60
RP-10	100	100
RP-80	80	120
RP-90	90	120



Consulta por las diferentes presentaciones y disponibilidad de resmas.

Kraft Paper Medical- Grade Quality



Product Overview

Medical-grade kraft paper is a premium material engineered to comply with medical safety and sterilization standards. It is composed of fibers that withstand sterilization processes and handling.

High mechanical resistance: Perfectly suited for enduring rigorous sterilization processes, including steam and ethylene oxide (ETO).

Medical Equipment Compatibility: Appropriate for wrapping, packaging, and containment systems designed to safeguard surgical instruments.

Distinct characteristics

- Crafted from pure cellulose.
- Porosity regulated at 0.1 microns.
- It does not contain optical brighteners.
- Its structure endures significant pressures throughout the sterilization process.
- Resistant to moisture absorption.
- Mitigates or diminishes breakage during the sterilization process.
- It serves as an efficient barrier against microorganisms.
- It is permeable to the sterilizing agent.

International Quality Standards:

IRAM 3108, IRAM 3110 -1, IRAM 3117, British Standard BS 6255, BS 6256, ABNT NBR 14990-3, EN 868-2, EN 868-3, and EN 868-6.


Presentations

Coils

CODE	CM	M
BP-44	40	334
BP-60	60	100
BP-64	60	334
BP-80	80	100
BP-84	80	334
BP-100	100	334
BP-101	100	100

Resmas

CODE	CM	CM
RP-40	40	40
RP-60	60	60
RP-10	100	100
RP-80	80	120
RP-90	90	120



Inquire about the various presentations and availability of reams.

Papel Kraft Qualidade de nível médico



Descrição do produto

O papel kraft de grau médico é um material de elevada qualidade, concebido para cumprir os padrões de segurança médica e esterilização. É fabricado com fibras que resistem aos processos de esterilização e manuseio.

Alta resistência mecânica: Ideal para suportar processos de esterilização rigorosos, como vapor e óxido de etileno (ETO).

Compatibilidade com dispositivos médicos: apropriado para envolver, embalar e sistemas de embalagem utilizados para proteger instrumentos cirúrgicos.

Características específicas

- Elaborado com celulose pura.
- Porosidade controlada em 0,1 micrón.
- Não contém branqueadores ópticos.
- A sua estrutura é capaz de suportar elevadas pressões durante o processo de esterilização.
- Resistente à absorção de humidade.
- Previne ou diminui quebras durante o processo de esterilização.
- Representa uma barreira eficaz contra microrganismos.
- É permeável ao agente de esterilização.

Padrões Internacionais de Qualidade:

IRAM 3108, IRAM 3110 -1, IRAM 3117, (Padrão Britânico) BS 6255, BS 6256, ABNT NBR 14990-3, EN 868-2, EN 868-3 e EN 868-6.


Apresentações

Bobinas

CÓDIGO	CM	M
BP-44	40	334
BP-60	60	100
BP-64	60	334
BP-80	80	100
BP-84	80	334
BP-100	100	334
BP-101	100	100

Resmas

CÓDIGO	CM	CM
RP-40	40	40
RP-60	60	60
RP-10	100	100
RP-80	80	120
RP-90	90	120



Pergunte sobre as diversas apresentações e a disponibilidade de resmas.