



Bolsas para Esterilización Papel Grado Médico



Características

Envase para esterilización fabricado con Papel de grado medico de 60g/cm².

Descripción del Producto

Especialmente indicadas en el proceso de empaque y esterilización de material de uso médico que no precise identificación visual de los materiales contenidos desde el exterior del envase.

Indicador químico para Calor Húmedo/Vapor incorporado al frente, vira del rosa al marrón.

Presentaciones

Las bolsas se comercializan en cajas por 500, 1000 y 1500 unidades, y poseen un amplio espectro de medidas.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.



Códigos por Medidas

Por 500 Unidades

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	LARGO	FUELLE
BA15324	150 mm	40 mm	320 mm	+
BA17426	175 mm	65 mm	420 mm	+
BA26526	260 mm	60 mm	520 mm	+

Por 1000 Unidades

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	LARGO	FUELLE
BA13183	130 mm	35 mm	180 mm	+
BA13223	130 mm	35 mm	220 mm	+
BA15264	150 mm	40 mm	260 mm	+
BA0254	90 mm	40 mm	145 mm	+
BA09144	90 mm	40 mm	250 mm	+
BA0924	90 mm	-	240 mm	-

Por 1500 Unidades

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	LARGO	FUELLE
BA13183	90 mm	-	150 mm	-



Usos

Diseñado para ser utilizado en procesos de esterilización por calor húmedo/vapor, también es compatible con otros sistemas de esterilización, como óxido de etileno (EO), radiación Gamma y Formaldehído.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado y protegido de la luz directa.

Vida Útil

Vida útil de 60 meses desde su elaboración, bajo las condiciones de almacenamiento indicadas.

Regulación

Fabricados según normas EN 868 Parte 4 (CE); BS 6257; DIN 58953 Parte 3; IRAM 3112.

Todas las actividades efectuadas en EFELAB se realizan bajo norma de calidad ISO 13485, ISO 11138 y siguiendo las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y de Laboratorio (GLP) para asegurar la calidad del producto.



Sterilization Bags Medical Grade Paper



Characteristics

Sterilization packaging made with medical-grade paper in compliance with international standards, 60g/cm².

Product Description


Specifically indicated for the packaging and sterilization process of medical-use materials that do not require visual identification of the contents from the outside of the package. The front includes a chemical indicator for Wet Heat/Steam that changes from pink to brown.

Presentation

The bags are sold in boxes of 500, 1000, and 1500 units, and come in a wide range of sizes.

Exclusive sale to professionals and healthcare institutions only.

   EFELAB SRL

 (+5411) 4623-3030 | 4624-2400 | 4747-0000

 (+54) 11-5977-6578 |  www.efelab.com |  info@efelab.com



Codes by Size

For 500 Units

CODE	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	GUSSET
BA15324	150 mm	40 mm	320 mm	+
BA17426	175 mm	65 mm	420 mm	+
BA26526	260 mm	60 mm	520 mm	+

For 1000 Units

CODE	WIDTH	HEIGHT	LARGO	GUSSET
BA13183	130 mm	35 mm	180 mm	+
BA13223	130 mm	35 mm	220 mm	+
BA15264	150 mm	40 mm	260 mm	+
BA0254	90 mm	40 mm	145 mm	+
BA09144	90 mm	40 mm	250 mm	+
BA0924	90 mm	-	240 mm	-

For 1500 Units

CODE	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	GUSSET
BA13183	90 mm	-	150 mm	-



Usage

Designed to be used steam sterilization processes, it is also compatible with other sterilization systems, such as ethylene oxide (EO), Gamma radiation, and formaldehyde.

Storage Conditions

Store in a cool, dry place, away from and protected from direct light.

Shelf Life

The product has a shelf life of 60 months from the date of manufacture under the mentioned storage conditions.

Normative

Comply with the standards: EN 868 Part 4 (CE); BS 6257; DIN 58953 Part 3; IRAM 3112.

All activities carried out at EFELAB are performed under the quality standards ISO 13485, ISO 11138, and following Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Laboratory Practices (GLP) to ensure product quality.

Bolsas para Esterilização Papel Grau Médico



Características

Embalagem para esterilização feita com papel grau médico em conformidade com os padrões internacionais, 60g/cm².

Descrição do Produto

Especificamente indicado para o embalagem e o processo de esterilização de materiais de uso médico que não requerem identificação visual do conteúdo do exterior da embalagem. A parte frontal inclui um indicador químico para Calor Úmido/Vapor que muda de rosa para marrom.

Apresentação

As bolsas são vendidas em caixas de 500, 1000 e 1500 unidades, e vêm em uma ampla gama de tamanhos.

Venda exclusiva para profissionais e instituições de saúde.

Códigos por Medidas

Por 500 Unidades

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	FOLE
BA15324	150 mm	40 mm	320 mm	+
BA17426	175 mm	65 mm	420 mm	+
BA26526	260 mm	60 mm	520 mm	+

Por 1000 Unidades

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	FOLE
BA13183	130 mm	35 mm	180 mm	+
BA13223	130 mm	35 mm	220 mm	+
BA15264	150 mm	40 mm	260 mm	+
BA0254	90 mm	40 mm	145 mm	+
BA09144	90 mm	40 mm	250 mm	+
BA0924	90 mm	-	240 mm	-

Por 1500 Unidades

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	FOLE
BA13183	90 mm	-	150 mm	-



Usos

Projetado para ser utilizado em processos de esterilização por vapor, também é compatível com outros sistemas de esterilização, como óxido de etileno (EO), radiação gama e formaldeído.

Armazenamento

Armazene em um local fresco e seco, longe e protegido da luz direta.

Vida Útil

O produto tem uma vida útil de 60 meses a partir da data de fabricação, sob as condições de armazenamento mencionadas.

Normativo

Atendem às normas: EN 868 Parte 4 (CE); BS 6257; DIN 58953 Parte 3; IRAM 3112.

Todas as atividades realizadas na EFELAB são efetuadas de acordo com as normas de qualidade ISO 13485, ISO 11138 e seguindo as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e de Laboratório (BPL) para garantir a qualidade do produto.