



Blue Peel

STERILIZATION PACKAGING

Bolsas de papel grado médico



Envase para esterilización fabricado con Papel de grado medico conforme a normas internacionales de 60g/cm², especialmente indicada en el proceso de empaque y esterilización de material de uso médico que no precise identificación visual de los materiales contenidos desde el exterior del envase.

Característicos:

Diseñado para ser utilizado en procesos de esterilización por calor húmedo / vapor y compatible con otros sistemas de esterilización como óxido de etileno (ETO), radiación Gamma y Formaldehído.

Porosidad controlada y alta resistencia físico-mecánica del envase, hermeticidad controlada, amplia gama de tamaños.

Indicador químico para Calor Húmedo/Vapor incorporado al frente que vira del rosa al marrón.

Fabricados según Normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 DIN 58953 Parte 3 - IRAM 3112
Fabricación a pedido de medidas e impresiones especiales.