



EFELAB



Quality in
Sterilization
Supplies



Selladora Continua Rotativa de envases mixtos pelables tipo pouch



Máquina selladora continua de tipo rotativa especialmente desarrollada para el sellado y cierre de envases mixtos pelables tipo pouch, compatible con envoltorios de papel grado médico y laminado ó de material sintético de Tyvek®.

Principales características de este equipo:

- ◆ Cuerpo confeccionado en aluminio rígido anodizado y tapa superior de acero inoxidable AISI 304, materiales que minimizan su peso pero brindan máxima robustez, es uno de los modelos mas resistentes compactos y livianos del mercado.
- ◆ Sistema de arranque automático por detección de material al inicio que maximiza la durabilidad y conservación de todos los componentes mecánico del equipo.
- ◆ Controlador electrónico de precisión que permite una óptima regulación y ajuste de la temperatura de sellado, con indicador digital.
- ◆ Piezas interiores fabricadas en CNC y rodamientos de primera calidad.
- ◆ Banda de sellado de 3 líneas de 12 mm de ancho.
- ◆ Velocidad de trabajo aproximada de 9 metros por minuto.
- ◆ Corredera lateral con regla para un preciso ajuste del margen a borde del sellado.
- ◆ Potencia total: 550 Watts, AC 220V, 50 Hz. Rango de trabajo de 50°C a 220°C.
- ◆ Dimensiones: 435 x 235 x 135 mm. Peso 8.6 kg .



EFELAB SRL - Costa Rica 449/1043 – (1714) Itzaingo- Buenos Aires - Argentina
Tel (+54) 11 -4623 – 3030 - Fax (+54) 11 – 4624-2400
E-mail: info@efelab.com - website: www.efelab.com