



Ampollas de Gas Esterilizante

Para usar a presión y temperatura ambiente.



- ◆ El uso de ampolla de gas esterilizante, es un método muy simple que puede ser usado en cualquier lugar, y especialmente en condiciones de emergencia, ya que no es necesario contar con conexiones de electricidad, gas natural, aire, etc.,
- ◆ Permite esterilizar cualquier tipo de material; incluso aquellos que no pueden ser sometidos al vapor en autoclave o el calor.
- ◆ La principal característica de este gas es que es capaz de penetrar y difundirse a través de diversos materiales logrando de este modo una correcta esterilización.
- ◆ El kit de esterilización *EFELAB* contiene todos los elementos necesarios para una correcta esterilización. Consta de: una ampolla de gas esterilizante (ingrediente activo oxido de etileno y gases inertes) contenida en un envase que actúa de membrana difusora, una bolsa de contención para colocar el material a esterilizar y un precinto para cerrar la bolsa.



KIT DE ESTERILIZACIÓN EFELAB

CODIGO	AMPOLLA		BOLSA		PRESENTACION
	Volumen	% ETO	Medida	Capacidad	
4005	5 cm ³	90 %	31 x 60 cm	11 litros	20 unidades x caja
4020	20 cm ³	97 %	56 x 96 cm	34 litros	5 unidades x caja