



Film de Polietileno para EO

con indicador químico incorporado para óxido de etileno



El film de polietileno EFELAB posee un indicador químico de esterilización por EO de gran fidelidad y duración. El cambio de color del testigo químico es muy notorio, vira del color violeta al verde claro.

- ◆ Una vez procesado tiene la característica de mantener su coloración aún en presencia de luz solar, esto permite una correcta identificación del material.
- ◆ Por ser un embalaje transparente permite visualizar y manipular fácilmente el material a esterilizar.
- ◆ Brinda a los materiales esterilizados un período de conservación prolongado.
- ◆ Es una alternativa económica para acondicionar materiales respecto de otros tipos de embalaje.
- ◆ Se presenta en rollos de 100 metros de largo, 60 micrones de espesor y anchos de: 6 ; 8; 10; 15; 20; y 30 centímetros, permitiendo regular el tamaño del envoltorio.