




## Bobinas Pelables de Tykek®



Elaboradas con Tykek® desarrollado especialmente por DuPont™ para uso medico de 65 gr/m<sup>2</sup>, y film bilaminado PE / PET transparente. Poseen indicador de proceso para Peroxido de Hidrogeno incorporado. Este conjunto otorga excelente calidad a un precio conveniente.

Características de las bobinas pelables de Tykek® marca SIGMA:

- ◆ Alta barrera antibacteriana: brinda mayor seguridad frente a la contaminación del envase.
- ◆ Gran resistencia mecánica: otorga mayor seguridad con materiales con bordes agudos u objetos pesados.
- ◆ Calidad superior de sellado y pelabilidad.
- ◆ Indicador químico incorporado para Peroxido de Hidrogeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) que vira del rojo al azul.
- ◆ Fácil visualización de los contenidos a través del film bilaminado.
- ◆ Presentación: En bobinas sin fuelle de 70 MTS.
- ◆ Fabricados bajo un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 y según la normativa específica de la Comunidad Europea para la confección de bobinas pelables: EN 868-5.
- ◆ Producto clase I con marca CE, certificado por DNV.